



**SAHARA MED**  
HEALTHCARE DEVICES



## LAMPE LOUPE A LED SUR ROULETTES

REF : KS-1088

Le luminaire LED à bras articulé avec lentille grossissante peut être positionné à volonté grâce au bras en aluminium.

- Source lumineuse :	LED
- Intensité lumineuse:	2160 lumens
- Taille du logement de lampe :	260mm (L) X 230mm (L) X 29 mm(T)
- Nombre LED :	36 LED
- Puissance :	12W
- Durée de vie des LED :	50 000 heures
- Température de couleur :	variable 3200K-6000K
- Système de contrôle :	Luminosité (10 niveaux)/ Contrôle de la température sur le logement de la lampe
- Alimentation INPUT :	DC 12V, 2000mA
- Loupe combinée :	5x et 10x
- Diamètre de la loupe :	127 mm

**ECLAIRAGE-MEDICAL**

WWW.SAHARAMED.MA

+212 528 870 629

+212 651 802 261 / +212 677 029 338

**SAHARA MED**  
SUPPLIES & SOLUTIONS