

Tensiomètre bras Omron M3 confort, réf. 102MBA



Description

- Le tensiomètre bras Omron M3 nouvelle version confort a reçu une validation clinique spécifique pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie.
- Tensiomètre entièrement automatique facile à utiliser avec son guide de positionnement du brassard et confortable avec le gonflage personnalisé du brassard.
- Il permet d'obtenir des résultats de mesure fiables en toute simplicité quelle que soit la position du brassard autour du bras.
- Le tensiomètre dispose d'un indicateur de battement irrégulier du cœur, d'un indicateur installation correcte du brassard et détecte les mouvements du corps.
- Destiné à tout type de patients, mais plus particulièrement les patients diagnostiqués hypertendus ou les femmes enceintes ayant besoin d'un contrôle régulier de leur tension artérielle.

Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Moniteur ;
- Brassard Intelli Wrap (préformé Medium) ;
- Boîte de rangement ;
- 4 Piles AA ;
- Manuel d'utilisation.
- **Matériaux brassard/tube à air :** nylon, polyvinyl chloride, ABS, polycarbonate.
- **Technologie :** - Intelli Wrap : capteur à 360°, assure des mesures fiables quelle que soit la position du brassard ;
- Intelli Sense : gonflage personnalisé du brassard.
- **Triple affichage :** systole, diastole et pouls.
- **Indicateurs :** - Battement irrégulier du cœur ;
- Installation correcte du brassard ;
- Hypertension : SYS \geq 135 mmHg et/ou DIA \geq 85 mmHg.
- **Dimensions :** - Brassard préformé : la 145 x Lo 532 mm ;
- Circonférence du brassard : de 22 à 42 cm (convenant pour les adultes à forte corpulence) ;
- Tube à air : 750 mm ;
- Moniteur seul : la 105 x H 85 x Lo 152 mm.
- **Poids :** - Moniteur seul : 340 g (sans piles) ;
- Brassard : 163 g.
- **Capacité :** - Moyenne des 3 mesures en 10 minutes ;
- Mémoire de 60 mesures, avec 2 utilisateurs et le mode invité.
- **Alimentation :** fonctionne avec 4 piles AA 1.5V (fournies).
- **Durée de vie :** 1000 mesures environ.
- **Type de dispositif :** dispositif médical de classe IIa.
- **Conditions d'utilisation :** - Température ambiante allant de 10°C à 40°C ;
- Taux d'humidité allant de 15 à 90%.
- **Conditions de stockage :** - Température ambiante allant de -20°C à 60°C ;
- Taux d'humidité allant de 10 à 90%.
- **Garantie :** - Moniteur : 3 ans ;
- Brassard, tube à air : 1 an.