

GARROT PNEUMATIQUE DTS 3000



CE
1639
Classe IIa

+212 528 870 629

+212 651 802 261 / +212 677 029 338

GARROT PNEUMATIQUE

DTS 3000



Technologie IOP

Permet de calculer la pression artérielle d'occlusion de manière individualisée, réduisant ainsi les risques de complication.



Nettoyage et désinfection facile

Une conception conçue contre les contaminations croisées : Ecran lisse facilement désinfectable et brassards autoclavables.



Des brassards nouvelle génération

La technologie des brassards permet un meilleur enveloppement du bras, réduisant ainsi la pression d'occlusion nécessaire pour créer une parfaite hémostase.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | |
|-----------------------------|--|--|
| Type | Garrot électro-pneumatique | |
| Classe médicale | Dispositif de classe IIa | |
| Réglage de la pression | 20 à 700 mmHg (+/-4mmHg) | |
| Réglage de la durée | 1 à 240 minutes (unité 1 m, 5 m) | |
| Ecran | Ecran LCD couleur et façade tactile | |
| Voies | 2 X 2 voies | |
| Brassard | Simple voie ou double voies | |
| Enregistrement | Sur Carte SD | |
| Technologie IOP | Capteur SpO ₂ | |
| Fixation | Sur pied à roulette, fixation sur potence intégrée | |
| Alimentation | Sur secteur et batterie | |
| | Type de protection | Classe 1, de type BF |
| | Tension nominale | CA-100-240V, 50/60HZ |
| | Consommation énergétique | 120 VA |
| | Tension nominale de la batterie | DC 14.4V |
| | Consommation électrique de la batterie | 2600 mAh |
| Alarmes | Autonomie de la batterie | Environ 6 heures selon l'état de la batterie |
| | Temps dépassé, Fuite d'air, batterie faible | |
| Dimensions | Hauteur | 260 mm |
| | Profondeur | 200 mm |
| | Largeur | 180 mm |
| Poids | Dimensions | 3 KG |
| Certification | Sécurité | IEC60601-1 |
| | CEM | IEC60601-1-2 |
| GARANTIE SPENGLER | 1 an (dans les conditions normales d'utilisation) | |

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|--|-----------|
| Garrot DTS 3000 + 5 brassards | 554000 |
| Garrot DTS 3000 + 5 brassards + socle à roulette | 554001 |

Accessoires

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Socle à roulette pour Garrot DTS-3000 | 554115 | Brassard conique simple 107x14cm pour Garrot DTS-3000 | 554058 |
| Brassard simple 40x7cm pour Garrot DTS-3000 | 554050 | Brassard double 57x10cm pour Garrot DTS-3000 | 554059 |
| Brassard simple 52x7,5cm pour Garrot DTS-3000 | 554051 | Brassard double 57x15cm pour Garrot DTS-3000 | 554060 |
| Brassard simple 61x9cm pour Garrot DTS-3000 | 554052 | Brassard double 80x15cm pour Garrot DTS-3000 | 554061 |
| Brassard simple 80x9cm pour Garrot DTS-3000 | 554053 | Brassard double 107x15cm pour Garrot DTS-3000 | 554062 |
| Brassard simple 86x10cm pour Garrot DTS-3000 | 554054 | Brassard conique double 70x10cm pour Garrot DTS-3000 | 554063 |
| Brassard simple 107x10cm pour Garrot DTS-3000 | 554055 | Brassard conique double 90x12cm pour Garrot DTS-3000 | 554064 |
| Brassard conique simple 70x10cm pour Garrot DTS-3000 | 554056 | Brassard conique double 107x14cm pour Garrot DTS-3000 | 554065 |
| Brassard conique simple 90x12cm pour Garrot DTS-3000 | 554057 | | |

+212 528 870 629

+212 651 802 261 / +212 677 029 338