



TOCOCARDIOGRAPHE Monitoring Foetal **CMS800G**



Le cardiocardiographe est un appareil permettant d'effectuer un monitoring, aussi appelé toco monitoring, de surveillance foetale.

Il offre la possibilité d'enregistrer le rythme cardiaque du fœtus.

Ce dispositif est utilisé en général pour surveiller la croissance du fœtus et l'intensité ainsi que la variation des contractions lorsque la date prévue de l'accouchement est proche.

Il permet également de surveiller la bonne santé du bébé pendant l'accouchement.

CONTEC

Caractéristiques :

- Moniteur pour surveillance foetale
- Nouveau design ergonomique, Possibilité de fixation murale
- Ecran couleur LCD 8.0" inclinable à 60°
- Surveillance en temps réel jusqu'à 24h continu
- Langue d'opération : Anglais
- Batterie en Lithium rechargeable pour assurer une autonomie de 2 heures en cas de panne de courant
- Stockage et impression des courbes de surveillances en continu durant 12 heures
- Les couleurs et les sons du moniteur notifient l'utilisateur du statut du rythme cardiaque foetal
- Alimentation: 220V
- Dimensions : 310 x 250 x 90 mm

Accessoires inclus :

- Une sonde foetale 3 en 1 (transducteur à ultrasons, transducteur TOCO, marqueur à distance).
- Manuel d'utilisation
- Deux ceintures abdominales
- Deux ceintures abdominales
- Un câble de terre
- Deux ramettes de papiers
- Un fil d'alimentation