



DOPPLER FOETAL

REF : EASY-DOPPLER

- Modèle avec écran LCD numérique FHR (Foetal Heart Rate).
 - Trois modes d'utilisation: temps réel, moyenne FHR, et calcul manuel.
 - Sortie audio pour la connexion d'écouteurs ou d'un enregistreur et haut-parleur intégré.
 - Livré avec 1 sonde de 2 Mhz.
 - Affichage LCD rétro éclairage, taille de l'écran :(45x25mm).
 - Alimentation : 2 piles AA. (livré sans piles)
 - Echographie : Fréquence 2.0 MHz en continue.
 - Plage de mesure : 50 - 240 BPM.
 - Fonctionnement en continue : 10 heures.
 - Arrêt automatique au bout d'une minute sans utilisation.
 - Dimensions : 135 x 95 x 35 mm.
- Poids : 180g.