



AUTOCLAVE DE PAILLASSE 23L | 18L

REF: D223 | D218

- Complètement automatique avec des cycles de stérilisation préprogrammés
- Chambre et porte en acier inoxydable, avec finition électro polie.
- Système de contrôle de haute précision pour des résultats optimaux de stérilisation.
- Écran LCD qui affiche constamment l'information sur le déroulement des cycles.
- Réservoir d'eau de type ouvert, pour faciliter le remplissage d'eau et le nettoyage du réservoir.
- **10 cycles de stérilisation pré-enregistrés :**
 (121° à 134°) pour les matériaux emballés.
 Non emballés | Solides, creux | Poreux, textile, Cycle Prion
 Test Bowie & Dick, Test Helix, Test de vide.
- **Mémoire interne:** les 20 derniers cycles peuvent être automatiquement enregistrés dans le système d'autoclave, qui peuvent être imprimés à tout moment.
 Enregistrement automatique sur clé USB
- **Langues d'affichage :** 16 langues

icanCLAVE



PORTE PLATEAUX DE 4 ETAGERES
3 PLATEAUX INCLUS



IMPRIMANTE THERMIQUE INTEGREE
CLE USB FOURNI



ECRAN LCD
qui affiche constamment l'information
sur le déroulement des cycles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Dim. de la chambre (18L) :** 247 x 350 mm
- **Dim. de la chambre (23L) :** 247 x 450 mm
- **Durée de stérilisation :** 20 à 75 min
- **Disjoncteur :** F16A / 400V
- **Alimentation :** 1750W(220V)
- **Température de stérilisation :** 121OC / 134OC
- **Capacité du réservoir d'eau distillée :** 2,5L environ
- **Humidité relative d'opération :** Max. 80%, non condensée
- **Pression atmosphérique d'opération :** 76 / 106 KPa.

Accessoires standard inclus :

- 3 Plateaux pour instruments.
- Imprimante intégrée
- Support pour les plateaux..
- Pince d'extraction
- Outil de réglage de la porte
- 2 Tuyaux de vidange.
- Joint de rechange pour la porte.
- Cle USB 4GB.
- Câble d'alimentation

