



écran LED clair haute définition

CONCENTRATEUR A OXYGENE 5L/MIN REF : OPTIMOX-5


- OPTIMOX adopte le principe de PSA pour obtenir l'oxygène par la façon physique pure.
- Il peut sans interruption produire l'oxygène d'une façon efficace et sûre.
- Optimox est parfait même pour une utilisation continue de 24h/24h.
- Consommation de puissance faible, 0.3KW/h.
- Ecran LCD lumineux pour les réglages de l'appareil.
- Système alarmant de tension de ciel et terre.
- Alarme de pureté d'oxygène incluse.
- Certifié CE, ISO 13485 et approuvé par TUV SUD.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tamis moléculaires durable et efficient (made in USA).
- Couleur : Noir
- Écoulement maximal : 5L/min
- Sortie de nébulisation inclus
- Densité de l'oxygène : 93±96% (V/V)
- Puissance d'énergie : ≤ 480W.
- Bruit : ≤52dB (a).
- Temps de travail continu : 15.000 heures.
- À télécommande facultatif, synchronisation
- et nebulisation de l'oxygène, moniteur de densité
- de l'oxygène.
- Poids Net : 25 Kgs

Accessoires standard inclus :

- Lunettes à oxygène.
- Barboteur.
- Adaptateur pour humidificateur.
- Filtre caisson en PU (Carre et rectangle)
- Kit nébuliseur (OPTIMOX-5N




COMPRESSEUR SANS HUILE, TECHNOLOGIE USA

Faible bruit, Léger, faible
élévation de la température,
rendement élevé

TAMIS MOLÉCULAIRE FABRIQUES EN USA

pour offrir une pureté maximale de l'oxygène



FILTRE INTÉGRÉ SANS NETTOYAGE

avec une excellente fonction de filtration de l'oxygène,
assurant l'évacuation de l'oxygène propre



06 51 80 22 61
06 77 02 93 38



commercial@saharamed.ma
www.saharamed.ma



N°6 RUE FES AV MOULAY
HICHAM - GUELIMIM

SAHARA MED
SUPPLIES & SOLUTIONS

Keeping you well ...