



ELECTROCARDIOGRAPHE AVEC INTERPRETATION

ECG600G - 6 PISTES



Electrocardiographe portable 6 pistes ECG600G avec analyse calcul des paramètres et interprétations
- Mémoire interne 1000 ECG, écran tactile et batterie rechargeable
Modèle professionnel pour une utilisation plusieurs fois par jour.
Utilisation économique du papier grâce à l'impression simultanée de 6 pistes.

Faible encombrement, utilisation mixte en cabinet et lors des déplacements.

Tracé ECG en temps réel sur écran LCD couleur de 7 pouces (17,7cm).

Enregistrement et stockage de plus de 1000 ECG

CONTEC

Caractéristiques :

- Écran LCD couleur et tactile: 880 x 1530 mm.
- 12 dérivations, fonctionnement manuel, analyse arythmie ou automatique.
- Imprimante intégrée 6 pistes
- Papier thermique largeur 110 mm.
- Vitesse de défilement : 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 ou 100 mm/s.
- Sensibilité: 2.5 / 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV.
- Fréquence d'échantillonnage: 1000Hz
- Conversion A / D (précision d'échantillonnage): 24 bits
- Réponse fréquence : 0,05 Hz à 150 Hz.
- Filtre d'interférence EMG: 35Hz.
- Impédance d'entrée: >50 m Ω .
- Circuit de protection anti-défibrillation.
- Prise de terre supplémentaire indépendante du secteur.
- Interface et rapport multilingues.
- Alimentation batterie rechargeable et secteur.
- Batterie rechargeable Li-MH (environ 90 minutes d'autonomie). Temps de charge 4 heures.
- Dimensions : L 315 x l 215 x H 92 mm
- Papier en rouleau: 110 mm x 20 m
- Poids : 1,7 kg avec batterie.

Accessoires inclus :

- 1 câble patient 10 fils
- 6 électrodes ventouses
- 4 pinces membres
- 1 rouleau de papier
- Un câble de terre
- 1 câble d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation