



TENSIOMETRE ELECTRONIQUE (ENF /ADULTE/NEONAT) AVEC SPO2

CONTEC08A

CONTEC



Accessoires fournis :

- 3 Brassards Adulte/ Enfant / Neonatal
- Capteur Spo2
- USB cable de connection
- Manuel d'utilisation

Mesure de la pression artérielle entièrement automatique

• PNI

- Méthode de mesure: Oscillométrie
- Mode de mesure: La mesure du haut du bras
- Plage de mesure: 0 kPa (0 mmHg)~ 38,67 kPa(290 mmHg)
- Résolution: 0,133 kPa(1 mmHg)
- Précision: $\pm 0,4$ kPa(± 3 mmHg)
- Plage de mesure de la fréquence du pouls NIBP: 40~240bpm
- Mode d'augmentation de la pression: la pompe de force augmente automatiquement la pression
- Mode de réduction de la pression: échelle à mouvement automatique réduisant le mode de pression

• Spo2

- Plage de mesure: 35%~100%
- Précision: $\pm 2\%$, 70%~100%
- Fréquence du Pouls de la Sonde SpO2:
- Chaîne de mesure: 30bpm ~ 250bpm
- Résolution: 1bpm
- Affichage: Écran LCD couleur haute définition de 2,8 pouces
- Alimentation: Quatre piles " AA " / adaptateur secteur 5V ou 6V
- Caractère de sécurité: Classe Type BF

NEBULISEUR COMPACT AEROSOL

Applicable pour une utilisation hospitalier, en clinique et en famille.

- Petite taille des particules, facile à absorber.
- Taux de nébulisation modéré, ce qui réduit le gaspillage de médicaments.
- Tube à air long, pratique et flexible à utiliser.
- Faible teneur en résidus de médicaments, taux de nébulisation élevé, moins de déchets de médicaments.
- Conception compacte et légère, pratique à transporter.
- Faible bruit, ce qui réduit les interférences avec les environnements.
- Pompe à vide compressée sans huile intégrée, sûre et durable à utiliser.

NE-J01

