



SAHARA MED
HEALTHCARE DEVICES



LAMPE DE WOOD REF : KS-CM2012S

La lampe portative ultraviolette Woods est conçue pour révéler des affections invisibles à l'œil nu. Elle est utilisée par de nombreuses spécialités : médecine, dermatologie, médecine vétérinaire, soins de la peau, etc.

- Longueur d'onde maximale :	365 nm ± 10 nm UVA
- Source lumineuse :	LED x18
- Intensité d'irradiation :	2-8 mW/cm ²
- Grossissement :	5X
- Diamètre de la lentille :	60 mm
- Batterie lithium :	CC 3,7 V, 1 500 mAh
- Dimensions (L x l x H) :	245 × 105 × 35 mm
- Poids net :	0,2 kg
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

ECLAIRAGE-MEDICAL
WWW.SAHARAMED.MA

SAHARA MED
SUPPLIES & SOLUTIONS

+212 528 870 629
+212 651 802 261 / +212 677 029 338