



## Analyseur d'hémoglobine glyquée HbA1c BioHermes A1C EZ 2.0

Test facile, précis et portable du taux de glucose sanguin à long terme HbA1c, pour une meilleure surveillance du diabète dans les hôpitaux et à la maison.

# Analyseur d'hémoglobine glyquée HbA1c

## Pratique

- Une seule goutte de sang (~ 3 microlitre) du bout du doigt nécessaire
- Procédure facile de tester en trois étapes
- Instruction vocale pendant le processus de mesure
- Maniable, portable, fonctionne à piles
- Stockage automatique de 1.000 résultats de test avec heure et date
- Mini interface USB pour un transfert de données facile

## Rapide

- Calibration automatique
- Résultats du test dans 5 minutes
- Pas besoin de préchauffer pour tester

## Fiable

- Résultats précis, CV <3%
- Certifié NGSP et IFCC, marquage CE

## Résultats affichés en mode:

- % HbA1c (DCCT - pré-réglé)  
ou mmol/mol (IFCC)
- Affichage supplémentaire d'eAG en mmol/L

## Accessoires:

- 4 piles AAA
- Manuel d'utilisation et de nettoyage

## Kit de test

- 25 Bandelettes réactives
- Buffer A | Buffer B
- 25 Sampler de sang
- Puce de code (pour faire correspondre l'analyseur avec les bandelettes réactives)

Kit de test



Feedback immédiat  
en seulement 5 minutes

