

Keeping you well ...

Technology for Life

ECHOGRAPHE NUMERIQUE PORTABLE DW-580

DAWEI

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Ecran 12.1° LCD

- Haute Résolution Couleur LCD affichage
- Universel : Abdominale, , Gynécologie, Obstétrique, Cardiologie, Urologie. Biopsie.
- Mode d'affichage: B, B + B, B + M, M, 4B
- Connecteur de Sonde (en option 2 connecteurs)
- Mémoire CINE loop de 528 images
- Stockage 16 images
- IP (Fonction de calcul d'images)
- DICOM 3.0 (option)
- Sonde convexe multifréquences : 3.5 Mhz/R60 (2.0/3.5/5.0 Mhz)
- Sonde électronique convexe à 128 éléments
- MULTI-FREQUENCE DE 2,5 / 3.5 / 5.0/6.5/7.5 10Mhz
- ZOOM panoramique en temps réel :
- ZOOM LOCAL Agrandissement



GARANTIE : SAV & PIÈCES DE RECHANGES





Technology for Life

DAWEI

ECHOGRAPHE NUMERIQUE PORTABLE DW-580

- Type de ZOOM : $\times 1.0$, $\times 1.2$, $\times 1.5$, $\times 2.0$
- 2-ZOOM IMAGE SUR IMAGE
- 4 profondeurs d'exploration avec possibilité de translation de l'image.
- Sortie clé USB
- Digital scanning : 512x512x8bits
- Adjutatifs d'images :
- Contraste Brillance Gain proche Gain loin
- MESURES : EN MODE B distances, surfaces, circonférence, ellipse, volume, angle ...
- EN MODE M : EF . FC Temps
- Menus spéciaux de l'obstétrique, gynécologie, (BPD .CRL. FL. GS. HC. AC.EDD.GA.EFW.....)
- Urologie et Cardiologie.
- Commentaires : Nom de L'Hôpital .Docteur. Date. Heure .Profondeur. Sonde. Identité de Patient . Sexe .Age. Sens de L'image .Haut /Bas .Gauche /Droite. Blanc/ Noir
- Cine-video ou cine-loop.1528 images
- Marques de corps 15types : BODY Mark 15 types (pictogrammes)
- Logiciel de codage couleur (7 couleurs)
- Stockage des images jusqu' a 30 images
- Focalisation dynamique simple, double, triple et quadruple.
- Possibilité de stockage des images sur le disque dur de l'échographe.
- 8 échelles de gris (segment TGC adjacent).
- Possibilité de connecter une imprimante thermique ou une imprimante laser.
- Ports périphérique :
- Port Vidéo
- Port VGA
- Sortie Clé USB
- Alimentation AC 110V/220V AC +/-10% 50HZ/60HZ
- DC Batterie chargeable

Standard configuration:

- 01 sonde Convexe multifrequence 3.5MHZ
- 01 stabilisateur
- 01 bidon de gel (5 L)
- 01 Chariot mobile avec 03 étagères sur roulettes

En Options :

- *Sonde Endovaginal multifrequence 6.5MHZ (5.0/6.5/8.0Mhz)
- *Sonde linéaire 7.5MHZ(5.0/6.5/7.5 /8.0/10.0Mhz)
- *Imprimante thermique Sony ou Mitsubishi