



**DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE AVEC AUTODIAGNOSTIC AUTOMATIQUE ET ÉLECTRODES COMPATIBLES ADULTE/PÉDIATRIQUE**

**REF : HR-501**

- Mode semi-automatique
- ANALYSE ECG 8,5 secondes
- Voix en Français aide cpr
- Charge énergétique 8 secondes
- Choc 50 J pédiatrique 150 J adulte
- Stockage des données 108 ECG
- Transfert de données Bluetooth 2.0
- Sélecteur de mode adulte et pédiatrique.
- Batterie Li-mn 12v DC 4.2a
- Décharges approximatives par batterie 200 chocs
- Sans latex.
- Plage de température de travail et de veille de 00c à 40c
- Humidité de travail et de veille 5% 95%
- Plage de température de transport -20c à 60.
- Humidité de transport 5% à 95%
- Dimensions : 230 mm de largeur x 320 mm de longueur x 83 mm de hauteur
- Couleur du produit rouge
- Poids : 2,2 kilogrammes

**Livré avec : Jeu d'électrodes 1in2 (Adulte / Enfant | Sac de transport | Batterie préchargée**

**Garantie : 5 ans défibrillateur | 2 ans électrodes | 4 ans Batterie**