



ECHOGRAPHE FIXE DW-350



GARANTIE : SAV & PIÈCES DE RECHANGES



SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Ecran 15° LCD

1. Mode de sonde : Convexe /Linear- Endovaginal –Endorectal
2. Mode d'image: B, B+B, B+M, M, 4B
3. Deux (02) Connecteurs de sondes
(en option) 03 connecteurs de sondes
4. Scanning depth: 40mm-240mm
5. Niveau de couleurs 256(gray scales)
6. dynamique scope 0-100DB
7. Ciné-vidéo ou Ciné-loop:"=500 images
8. stockage des images=1000 images
10. Image conversion: haut /bas - gauche/droit - noir /blanc
- 11.Mode de Zoom : Zoom panoramique * image sur image
Zoom x0.8/ x1.0/ x1.2/ x1.5/x1.8/x2.0 ...
12. **MESURES :**
distances, surfaces, circonférence, ellipse, volume,
Angle Menus spéciaux de l'obstétrique, gynécologie
(BPD CRL FL GS HC AC LMP EDD...)
Urologie et Cardiologie.
13. Sortie clé USB 2.0RS-232XGA.DICOM3.0 SVGA PAL...
14. Body marks: 40 pictogrammes
15. Comment: date. Temps .nom de patient .poids .sexe
.Âge. Docteur Hôpital. Notation: écrire caractères
16. Application: abdominal. OB. GYN. urology . Cardiology.
Small parts. Examination. Etc.....
17. Power supply: AC 100V-240V.50/60HZ

Standard configuration:

- 01 sonde Convexe multifréquence3.5MHZ
- 01 stabilisateur
- 01 bidon de gel (5 L)

En Options :

- *Sonde multifréquence lineare7.5MHZ
- *sonde endovaginal 6.5MHZ
- *Sonde multifréquence Micro Convexe 20R/5.0MHZ
- *Sonde Endorectal Linear 7.5MHZ