



SAHARA MED
HEALTHCARE DEVICES



LAMPE INFRAROUGE PRO 275W SUR ROULETTES REF : KS-1082B

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| - Diamètre de la tête de lampe : | 23 cm |
| - Puissance : | 275 W |
| - Base : | Base métallique amovible à 5 branches |
| - Mât vertical : | 60 cm |
| - Longueur d'onde infrarouge : | 1 300 nm |
| - Bras : | Bras articulé à ressort |
| - Régulation de la température : | Réglable |
| - Douille : | E27 |
| - Alimentation: | 220-240 V, 50/60 Hz |

ECLAIRAGE-MEDICAL

WWW.SAHARAMED.MA



+212 528 870 629
+212 651 802 261 / +212 677 029 338