

SCIE A PLATRE GOLD 2



MARQUE : HEBU

Cette scie oscillante de conception nouvelle permet de découper tous les pansements en plâtre et en matière synthétique de manière rapide, sûre, silencieuse et précise. Ce résultat est garanti par son moteur particulièrement puissant doté d'une régulation électronique de la vitesse et d'un démarrage progressif ménageant le matériel.

Le refroidissement du moteur s'effectue en application du principe de circulation d'air. De l'air frais est aspiré à l'extrémité du moteur. Ainsi l'unité d'entraînement est protégée du colmatage par le plâtre ou la matière synthétique.

Pour lui assurer une longue durée de vie, la scie oscillant GOLD II est fabriquée uniquement avec des matériaux de haute qualité.

Caractéristiques techniques:

- Raccordement électrique : 220-240V 50/60 Hz.
- Puissance nominal : 250W.
- Oscillations : 12.000 - 21.000 min⁻¹.
- Poids : 1,3 Kg exempt câble - 1,7 Kg avec câble.
- Longueur câble : 4,5 m.
- Niveau sonore (A) : 68-82 dB (A).