

■ STATION DE DIAGNOSTIC OP-S100

Compacte et complète, cette station diagnostic regroupe un tensiomètre manuel, un ophtalmoscope, un otoscope à fibre optique, un thermomètre, un distributeur d'embouts, et une lampe torche offrant une solution polyvalente pour un examen médical efficace et rapide **en milieu hospitalier**.

Tensiomètre mural :

- Intervalle de mesure de la pression : 0-300 mmHg.
- Précision : ± 3 mmHg.
- Fuite d'air : $<$ plus ou moins 4 mmHg/min.
- Diamètre du brassard : 22-32 cm.
- Panier en arrière pour rangement du brassard.
- Dimension de l'écran : 145x145mm.

Thermomètre :

- Prise de température frontale ou auriculaire, rapide et précise.
- Unité de mesure : C° ou F°.
- Mémoire de 10 dernières mesures.
- Plage d'affichage de la température : 34°C - 44°C.
- Résolution : 0.1°C.
- Précision : ± 0.2 (35.5°C - 42.0°C),
 ± 0.3 ($<$ 35.5°C/42 - 44°C).
- Affichage des alarmes.
- Alimentation : 2 piles alcalines.

Distributeur d'embouts:

- Embouts jetables 2.75 mm : 30cs.
- Embouts jetables 4.25 mm : 30cs.

Lampe torche :

- Lampe stylo en alliage d'aluminium.
- Source lumineuse : halogène.
- Dimension : 137x12 mm.
- Alimentation à l'aide de 2 batteries alcalines.

Nouveau



Otoscope fibre optique :

- Tête dotée d'un éclairage par fibre optique, offrant un champ de vision clair.
- Fenêtre d'observation rotative avec lentille optique grossissante 3x.
- Embouts auriculaires de 2,4 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm (deux jeux de chaque)
- Ampoule LED avec température de couleur 3200K ou 6000K et ampoule XHL xénon halogène (au choix)
- Alimentation : 220 V

Ophtalmoscope :

- Lumière claire et parfaitement homogène
- Principe de lumière verticale coaxiale
- Equipé de 5 diaphragmes différents.
- Plage de correction :
 - disque de 19 lentilles correctrices allant de -20d à +20d.
- Ampoule LED avec température de couleur 4000K ou ampoule XHL xénon halogène (au choix)
- Clip avec interrupteur marche/arrêt intégré.
- Poignée standard, pratique et maniable.
- Alimentation : 220 V